

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Полироль-реставратор пластика

LAVR®

01/2024

## ОПИСАНИЕ:

Средство для реставрации и защиты пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей автомобиля. Восстанавливает цвет и эластичность материалов, маскируя мелкие дефекты, потертости и царапины. Предохраняет от впитывания воды, масла и агрессивных компонентов. Обладает приятным ароматом.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Восстанавливает и обновляет поверхность
- Маскирует мелкие царапины и потертости
- Защищает от UV-лучей

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная

прозрачная жидкость

Запах: соответствующий отдушке

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Полироль-реставратор пластика применяется для восстановления и защиты элементов из пластика и резины.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется использовать при температуре баллона не ниже +10°C. Перед применением тщательно встряхнуть.

1. Очистить поверхность от сильных загрязнений и протереть насухо.
2. Распылить состав на поверхность с расстояния 20 – 30 см.
3. Тщательно располярировать средство чистой мягкой тканью.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C. Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

400 ml аэрозольный баллон Art. Ln1418

400 ml аэрозольный баллон Art. Ln2437



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия,  
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402,  
т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65  
(звонок по России бесплатный).  
[www.lavr.ru](http://www.lavr.ru)